



## Vet Expert Rapid Test Toxoplasma Ab

EN	PL	DE	FR	ES	PT	CZ	LV	RO	SI
LT	HU	GR	MK	UA	RU	TR	HR	AL	BG

**EN PRINCIPLES**  
The Vet Expert Toxoplasma Ab test is a chromatographic immunoassay for the qualitative detection of antibodies against *Toxoplasma gondii* in feline serum, plasma or whole blood. Letters T and C on the surface of the plate indicate test line (T) and control line (C). The control line (C) is used for procedural control and should always appear if the test procedure is being performed properly and the test reagents of the control line are working correctly. A colored test line (T) appears when there are detectable antibodies in the sample.  
Sensitivity: 99,9%  
Specificity: 98,7%

**MATERIALS PROVIDED (5 TESTS/KIT)**  
1) 5 Vet Expert Toxoplasma Ab test plates  
2) 1 assay diluent bottle  
3) 5 anticoagulant tubes  
4) 5 disposable pipettes (10 µl)  
5) Instruction for use

**PRECAUTIONS**  
1) For veterinary diagnostics use only.  
2) For best results, strict adherence to the instructions is required.  
3) The test plate is sensitive to humidity and heat. Perform the test immediately after opening the pouch.  
4) The test components are single-use only.  
5) Do not touch the membrane in the result window.  
6) Do not use the test kit beyond the stated expiration date marked on the package label.  
7) Do not use the test kit if the pouch is damaged.  
8) Do not mix components from different lot numbers.  
9) Handle with the sample as potentially infectious.  
10) Decontaminate and dispose of all samples and materials in accordance with national and local regulations.  
11) Consider the test results as invalid after the specified read out time.

**STORAGE OF THE TEST KIT**  
The test kit must be stored between 2-30°C. The test is stable within the expiration date. DO NOT FREEZE. Do not expose the test to direct sunlight.

**SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION**  
Serum, plasma or whole blood are appropriate for this test. However, serum is the most advisable sample. **[Serum]** Collect the whole blood into the collection tube (NOT containing anticoagulants), leave to settle for 30 minutes for blood coagulation and then centrifuge to get serum. **[Plasma]** Collect the whole blood into the collection tube (containing anticoagulants) and then centrifuge to get plasma.

**[Whole blood]** Collect the whole blood into the anticoagulant tube (max. vol. 1.5 mL). If anticoagulated whole blood is not immediately tested, it should be refrigerated at 2-8°C and used within 24 hours. Serum samples should be stored at 2-8°C. For longer storage, freeze the samples at -20°C or below. Avoid repeated freezing and thawing. Samples containing precipitate may yield inconsistent test results. Results must be clarified prior to assaying. Hemolyzed or contaminated samples may give erroneous results.

**PROCEDURE OF THE TEST (LOOK AT THE TOP)**  
All reagents and samples must be at room temperature (15-30°C) before use.  
1) Remove the test from the foil pouch and place it on a flat and dry surface  
2) Using a disposable pipette (included), add 10 µl (marked of the pipette) of serum/plasma/whole blood into the sample well.  
3) Dispense 3 drops of assay diluent into the sample well.  
4) The sample will flow across the result window. If it does not appear after 1 min, add one more drop of the assay diluent to the sample well. Read the result after 10 min.

**INTERPRETATION OF THE TEST (LOOK AT THE TOP)**  
1) Negative result – only control line (C) appears in the result window.  
2) Positive result – both test line (T) and control (C) lines appear in the result window – indicates the presence of target antibodies. Even a faint line states a positive result.  
3) Invalid result – if the control line (C) does not appear, the result might be considered invalid. The sample should be retested.

**LIMITATIONS OF THE TEST**  
Although the Vet Expert Toxoplasma Ab test is very accurate, a low incidence of false results can occur. In case of questionable results, other tests should be performed. Definitive clinical diagnosis should not be based on the results of a single test, but must be an effect of extended clinical and laboratory analysis.

**FR PRINCIPES**  
Le test rapide Vet Expert Toxoplasma Ab est un immunodosage chromatographique pour la détection qualitative des anticorps contre *Toxoplasma gondii* dans le sérum, le plasma ou le sang total félin. Les lettres T et C sur la surface de la plaque indiquent la ligne de test (T) et la ligne de contrôle (C). La ligne de contrôle (C) est utilisée pour le contrôle de la procédure et doit toujours apparaître si la procédure de test est effectuée correctement et si les réactifs de la ligne de contrôle fonctionnent correctement. Une ligne de test colorée (T) apparaît lorsqu'il y a des anticorps ciblés dans l'échantillon. Sensibilité: 99,9%  
Spécificité: 98,7%

**MATÉRIEL FOURNI (5 TESTS/KIT)**  
1) 5 plaques du test Vet Expert Toxoplasma Ab  
2) 1 bouteille de diluant  
3) 5 tubes anticoagulants  
4) 5 pipettes jetables (10 µl)  
5) Mode d'emploi

**PRÉCAUTIONS**  
1) Utilisation pour le diagnostic vétérinaire seulement  
2) Pour de meilleurs résultats, respectez strictement le mode d'emploi.  
3) La plaque de test est sensible à l'humidité et à la chaleur. Effectuez le test immédiatement après avoir ouvert la pochette.  
4) Les composants de test sont à usage unique.  
5) Ne touchez pas la membrane dans la fenêtre de résultats.  
6) N'utilisez pas le kit de test au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage.  
7) N'utilisez pas le kit de test si la pochette est endommagée.  
8) Ne mélangez pas de composants provenant de kits ayant différents numéros de lot.  
9) Manipulez l'échantillon comme s'il était potentiellement infectieux.  
10) Décontaminez et éliminez tous les échantillons et matériaux conformément aux réglementations nationales et locales.  
11) Considérez les résultats du test comme non valides après le temps de lecture spécifié.

**STOCKAGE ET STABILITÉ**  
Le kit de test peut être stocké entre 2 et 30°C. Le test est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage. NE PAS CONGELER. N'exposez pas le test à la lumière directe du soleil.

**PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION D'ÉCHANTILLONS**  
Le sérum, le plasma ou le sang total sont utilisables pour ce test. Cependant, le sérum est l'échantillon le plus approprié.

**[Sérum]** Prélevez le sang total dans le tube de prélèvement (ne contenant PAS d'anticoagulants), laissez reposer pendant 30 minutes pour la coagulation du sang, puis centrifugez pour obtenir le sérum. **[Plasma]** Prélevez le sang total dans le tube de prélèvement (contenant des anticoagulants), puis centrifugez pour obtenir du plasma.

**[Sang total]** Prélevez le sang total dans le tube anticoagulant (vol. max. 1,5 ml). Si le sang total anticoagulé n'est pas immédiatement testé, il doit être réfrigéré à 2-8°C et utilisé dans les 24 heures. Les échantillons de sérum doivent être conservés à une température de 2 à 8°C. Pour un stockage plus long, congélez les échantillons à -20°C ou moins. Évitez la congélation et la décongélation répétées. Les échantillons contenant du précipité peuvent donner des résultats d'essai incohérents. Ils doivent être clarifiés avant le dosage. Les échantillons hémolysés ou contaminés peuvent donner des résultats erronés.

**PROCÉDURE DU TEST (VOIR CI-DESSUS)**  
Tous les réactifs doivent atteindre la température ambiante (15-30°C) avant utilisation.  
1) Retirez le test de la pochette en aluminium et placez-le sur une surface plane et sèche.  
2) À l'aide d'une pipette jetable (fournie), ajoutez 10 µl (marqué sur la pipette) de sérum/plasma/sang total dans le puits d'échantillon.  
3) Mettez 3 gouttes de diluant de test dans le puits d'échantillon.  
4) L'échantillon va traverser la fenêtre de résultat. Si le résultat n'apparaît pas après 1 minute, ajoutez une goutte supplémentaire de diluant de test dans le puits d'échantillon. Lisez le résultat après 10 minutes.

**INTERPRÉTATION DU TEST (VOIR CI-DESSUS)**  
1) Résultat négatif – seule la ligne de contrôle (C) apparaît dans la fenêtre de résultat.  
2) Résultat positif – la ligne de test (T) et la ligne de contrôle (C) apparaissent dans la fenêtre de résultat – indique la présence d'anticorps ciblés. Même une ligne pâle indique un résultat positif.  
3) Résultat non valide – si la ligne de contrôle (C) n'apparaît pas, le résultat peut être considéré comme non valide. L'échantillon doit être teste à nouveau.

**LIMITES DU TEST**  
Bien que le test Vet Expert Toxoplasma Ab soit très précis, une faible incidence de résultats faux peut se produire. En cas de résultats douteux, d'autres tests doivent être effectués. Le diagnostic clinique définitif ne doit pas être basé sur les résultats d'un seul test, mais doit être le fruit d'une analyse clinique et de laboratoire complète.

**CZ PRINCIPY**  
Test Vet Expert Toxoplasma Ab je chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci protilátek proti parazitu *Toxoplasma gondii* v krvi zvířat. Písmena T a C na testovací destičce označují testovací čáru (T) a kontrolní čáru (C). Kontrolní čára (C) se používá pro kontrolu prováděného testu a musí se objevit vždy, je-li test proveden správně a reagencie testu na kontrolní čáře pracují správně. Citlivost: 99,9%  
Specifita: 98,7%

**DODÁVANÝ MATERIÁL (5 TESTŮ NA SOUPRAVU)**  
1) 5 testovacích destiček pro test Vet Expert Toxoplasma Ab  
2) 1 lahvička ředidla  
3) 5 antikoagulačních zkumavek  
4) 5 jednorázových pipet (10 µl)  
5) Návod k použití

**UPOZORNĚNÍ**  
1) Pouze pro použití při veterinární diagnostice.  
2) Pro nejlepší výsledky, v okně výsledků je nutné dodržovat přísné dodržování pokynů.  
3) Testovací destička je citlivá na vlhkost a teplo. Test proveďte okamžitě po otevření sáčku.  
4) Součástí testu jsou určeny pouze na jedno použití.  
5) Nedotýkejte se membrány v okně výsledků.  
6) Testovací soupravu nepoužívejte po datu expirace uvedeném na štítku na obalu.  
7) Nepoužívejte testovací soupravu, je-li sáček poškozen.  
8) Nezměňujte součásti z různých sáčků.  
9) Se vzorkem zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem.  
10) Dekontaminaci a likvidaci všech vzorků a materiálů provádějte podle celostátních a místních předpisů.  
11) Po uplynutí určené doby k odčtení testu je nutné povazovat výsledek testu za neplatný.

**UCHOVÁNÍ TESTOVACÍ SOUPRAVY**  
Testovací soupravu lze uchovávat při teplotě mezi 2-30°C. Test si uchovávejte stabilitu až do data expirace. NEZMRAŽUJTE. Nevystavujte test přímému slunečnímu světlu.

**ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU**  
Vhodné pro tento test jsou sérum, plazma a plná krev. Nejvhodnější je však sérum. **[Sérum]** Odeberte plnou krev do sběrné zkumavky (NESMÍ obsahovat antikoagulační činidlo), nechte usadit po dobu 30 minut, během nichž se vysráží krev, a poté odstředíte, čímž se získá sérum. **[Plazma]** Odeberte plnou krev do sběrné zkumavky (obsahující antikoagulační činidlo) a poté se odstředěním získá plazma.


**[Plná krev]** Odeberte plnou krev do antikoagulační zkumavky (max. objem 1,5 ml). Není-li antikoagulační plná krev okamžitě testována, musí být okamžitě chlazená při teplotě 2-8°C a použita do 24 hodin. Vzorky séra musí být uchovávány při teplotě 2-8°C. Pro delší uchování zmrazte vzorky na teplotu -20°C. Zamezte opakovanému zmrazování a rozmrazování. Vzorky obsahující sráženu mohou poskytnout nekonzistentní výsledky. Takové vzorky musí být před testováním vyčištěny. Hemolyzované či kontaminované vzorky mohou poskytovat chybné výsledky.

**POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ (VÍZ VÝŠE)**  
Všechny reagencie a vzorky musí být před použitím vytemperovány na pokojovou teplotu (15-30°C).  
1) Vyjměte test z foliové sáčky a položte je na rovný a suchý povrch.  
2) Pomocí jednorázové pipety (součástí balení) přidejte do každé jamky na vzorek 10 µl (vyznačeno na pipetě) plné krev/sera/plazmy.  
3) Do jamky na vzorek navdávke 3 kapky ředidla.  
4) Vzorek bude protékat přes okno výsledků. Neobjeví-li se po jedné minutě, přidejte jednu kapku ředidla do jamky na vzorek. Po 10 minutách přečtěte výsledek.

**VÝHODNOSTI TESTU (VÍZ VÝŠE)**  
1) Negativní výsledek – v okně výsledků se objeví pouze kontrolní čára (C).  
2) Pozitivní výsledek – v okně výsledků se objeví testovací čára (T) i kontrolní čára (C) – označuje přítomnost cílových protilátek. Málo zřetelná čára také znamená pozitivní výsledek.  
3) Neplatný výsledek – neobjeví-li se kontrolní čára (C), výsledek lze považovat za neplatný. Vzorek je třeba otestovat znovu.

**OMĚZENÍ TESTU**  
Test Vet Expert Toxoplasma Ab je sice velmi přesný, avšak málo dojí k získání výsledku falešných výsledků. V případě pochybných výsledků je nutné převést další test. Na základě jednoho testu nelze stanovit definitivní klinickou diagnózu, ta musí vycházet z širší klinické a laboratorní analýzy.

### Test procedure



### Test result



Sensitivity: 99,9%  
Specificity: 98,7%



**PL ZASADA DZIAŁANIA**  
Vet Expert Toxoplasma Ab test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko *Toxoplasma gondii* w surowicy, osoczu lub krwi pełnej kotów. Litery T i C na powierzchni płytki testowej oznaczają linię testową (T) i linię kontrolną (C). Linia kontrolna (C) służy kontroli procedury i powinna pojawiać się zawsze gdyż procedura jest przeprowadzona w sposób poprawny i reagenty działają prawidłowo. Linia testowa (T) pojawia się w przypadku obecności szukaných przeciwciał w danej próbce.  
Czułość: 99,9%  
Specyficzność: 98,7%

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU (5 TESTOW/ZESTAW)**  
1) 5 płytek testowych Vet Expert Toxoplasma Ab  
2) 1 butelka z rozcieńczalnikiem  
3) 5 probówek z antykoagulantem  
4) 5 jednorazowych pipet (10 µl)  
5) Instrukcja użycia

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**  
1) Wyłącznie do użytku w diagnostyce weterynaryjnej.  
2) Aby uzyskać optymalne wyniki, należy ściśle stosować się do instrukcji.  
3) Płytkę testową jest wrażliwa na wilgoc i wysoką temperaturę. Przeprowadz test natychmiast po otwarciu.  
4) Składowe testu są jednorazowego użytku.  
5) Nie dotykajki membrany w okienku wynikowym.  
6) Nie używaj zestawu po upływie daty ważności podanej na etykiecie.  
7) Nie używaj zestawu jeśli opakowanie jest uszkodzone.  
8) Nie mieszaj komponentów z zestawów o różnym numerze seryjnym.  
9) Każda próbka powinna być traktowana jako materiał zakaźny.  
10) Dokonaj utylizacji próbek i zużytych komponentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  
11) Wyniki odczytane poza wyznaczonym czasem odczytu należy uznać za nieważne.

**PRZECHOWYWANIE ZESTAWU TESTOWEGO**  
Test należy przechowywać w temp. 2-30°C. Test pozostaje stabilny do upływu daty ważności. NIE ZAMRAŻAJ. Nie wystawiać testu na bezpośrednie działanie słońca albo promieni słonecznych.

**POBRANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBK**  
Surowica, osocze i krew pełna są odpowiednim materiałem do badania. Dla najlepszego rezultatu zaleca się użycie surowicy.  
1) **[Surowica]** Pobierz krew pełną do probówki niezawierającej antykoagulantu, odczekaj 30 minut do uformowania skrzepu. Odwróć próbkę w celu usykania surowicy.  
2) **[Osocze]** Pobierz krew pełną do probówki zawierającej antykoagulant. Odwróć próbkę w celu uzyskania osocza.

**[Krew pełna]** Pobierz krew pełną do probówki zawierającej antykoagulant (zawarta w zestawie, maks. obj. 1,5 ml). Jeśli próbka krwi pełnej nie będzie badana od razu po pobraniu, należy ją przechowywać w temp. 2-8°C użyc w ciągu 24 h. **[Próbki surowicy]** Należy przechowywać w temp. 2-8°C. W przypadku dłuższego przechowywania należy zamrozić próbkę w temp. -20°C lub niższej. Należy unikać ponownego zamrażania i rozmrażania. **[Próbki zawierające osocze]** mogą dawać niejednoznaczne wyniki, dlatego muszą być oczyszczone przed użyciem. Zmieszolowane lub zanieczyszczone próbki mogą dawać wyniki fałszywe.

**PROCEDURA WYKONANIA TESTU (WIDOCZNA NA GÓRZE)**  
Wszystkie reagenty i próbki muszą osiągnąć temperaturę pokojową (15-30°C) przed przeprowadzeniem testu.  
1) Wyjmij test z foliowego opakowania i umieść na płaskiej i suchej powierzchni.  
2) Przy użyciu jednorazowej pipety (zawarta w zestawie), dodaj 10 µl (zaznaczone na pipiecie) surowicy, osocza lub krwi pełnej do dołka na próbce.  
3) Dodaj 3 krople rozcieńczalnika do dołka na próbce.  
4) Probka będzie przemieszczała się przez okienko wynikowe. Jeśli nie pojawi się w przeciągu minuty, dodaj 1 kroplę rozcieńczalnika. Odczytaj wynik po 10 min.

**INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU (WIDOCZNA NA GÓRZE)**  
1) Wynik ujemny – obecność tylko linii kontrolnej (C) w okienku wynikowym.  
2) Wynik dodatni – obecność dwóch linii – testowej (T) i kontrolnej (C) – w okienku wynikowym. Oznacza to obecność w próbce szukaných przeciwciał. Nawet delikatnie zabarwiona linia oznacza wynik dodatni.  
3) Wynik nieważny – brak linii kontrolnej (C) w okienku wynikowym oznacza wynik nieważny. Należy jeszcze raz przetestować próbkę.

**OGRANICZENIA TESTU**  
Mimo wysokiej dokładności testu Vet Expert Toxoplasma Ab, może pojawić się niewielki odsetek wyników fałszywych. W przypadku otrzymania wątpliwego wyniku, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań. Ostateczna diagnoza nie powinna opierać się na wyniku jednego testu, ale musi być efektem szerokiej diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej.

**ES PRINCIPIOS**  
La prueba Vet Expert Toxoplasma Ab es un inmunosayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos contra *Toxoplasma gondii* en suero, plasma o sangre entera felina. Las letras T y C en la superficie de la placa indican la línea de prueba (T) y la línea de control (C). La línea de control (C) se utiliza para el control del procedimiento y debería aparecer siempre si el procedimiento de la prueba se está realizando correctamente y los reactivos de la línea de control están funcionando correctamente. Una línea de prueba coloreada (T) aparece cuando hay anticuerpos objetivo en la muestra.  
Sensibilidad: 99,9%  
Especificidad: 98,7%.

**MATERIALES SUMINISTRADOS (5 PRUEBAS/KIT)**  
1) 5 placas de prueba Vet Expert Toxoplasma Ab  
2) 1 frasco de diluyente de teste  
3) 5 tubos de anticoagulante  
4) 5 pipetas desechables (10 µl)  
5) Instrucciones de uso

**PRECAUCIONES**  
1) Para uso exclusivo en diagnóstico veterinario.  
2) Para obtener los mejores resultados, es necesario seguir estrictamente las instrucciones.  
3) La placa de ensayo es sensible a la humedad y al calor. Realice la prueba inmediatamente después de abrir la bolsa.  
4) Los componentes de la prueba son de un solo uso.  
5) No toque la membrana de la ventana de resultados.  
6) No utilice el kit de prueba más allá de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del paquete.  
7) No utilice el kit de prueba si la bolsa está dañada.  
8) No mezclar componentes de diferentes números de lote.  
9) Manipule con la muestra como potencialmente infecciosa.  
10) Descontaminar y limpiar todas las muestras y materiales de acuerdo con la normativa nacional y local.  
11) Considerar los resultados de la prueba como no válidos después del tiempo de lectura especificado.

**ALMACENAMIENTO DEL KIT DE PRUEBA**  
El kit de prueba puede almacenarse entre 2-30°C. El test es estable dentro de la fecha de caducidad. NO CONGELAR. No exponga el test a luz solar directa.

**RECUBO, Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA**  
El suero, el plasma o la sangre total son apropiados para esta prueba. Sin embargo, el suero es la muestra más recomendable.

**[Suero]** Recoger la sangre entera en el tubo de recogida (que NO contenga anticoagulantes), dejar reposar 30 minutos para la coagulación de la sangre y luego centrifugar para obtener el suero. **[Plasma]** Recoger la sangre entera en el tubo de recogida (que contiene anticoagulantes) y luego centrifugar para obtener el plasma.

**[Sangre entera]** Recoger la sangre entera en el tubo anticoagulante (vol. máx. 1,5 ml). Si la sangre entera anticoagulada no se analiza inmediatamente, debe refrigerarse a 2-8°C y utilizarse en un plazo de 24 horas. Las muestras de suero deben almacenarse a 2-8°C. Para un almacenamiento más prolongado, congelar las muestras a -20°C o menos. Evitar la congelación y descongelación repetidas. Las muestras que continúan en el tubo de prueba dar resultados inconsistentes. Deben ser clarificadas antes del ensayo. Las muestras hemolizadas o contaminadas pueden dar resultados erróneos.

**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA (VER ARRIBA)**  
Todos los reactivos y muestras deben estar a temperatura ambiente (15-30°C) antes de su uso.  
1) Sacar el test de la bolsa de aluminio o colocarlo en una superficie plana y seca  
2) Con una pipeta desechable (incluida), añadir 10 µl (marca de la pipeta) de suero/plasma/sangre total en el pocillo de la muestra.  
3) Dispensar 3 gotas de diluyente del ensayo en el pocillo de la muestra.  
4) La muestra fluirá por la ventana de resultados. Si no aparece después de 1 minuto, añada una gota más del diluyente del ensayo en el pocillo de la muestra. Lea el resultado después de 10 min.

**INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA (MIRE LA PARTE SUPERIOR)**  
1) Resultado negativo – sólo aparece la línea de control (C) en la ventana de resultados.  
2) Resultado positivo – en la ventana de resultados aparecen tanto la línea de prueba (T) como la de control (C) – indica la presencia de anticuerpos objetivo. Incluso una línea difuminada indica un resultado positivo.  
3) Resultado inválido – si la línea de control (C) no aparece, el resultado puede considerarse inválido. La muestra debe ser retestada.

**LIMITACIONES DE LA PRUEBA**  
Aunque el test Vet Expert Toxoplasma Ab es muy preciso, puede darse una baja incidencia de resultados falsos. En caso de resultados dudosos, deben realizarse otras pruebas. El diagnóstico clínico definitivo no debe basarse en los resultados de una sola prueba, sino que debe ser un efecto de un análisis clínico y de laboratorio ampliado.

**LV PAMATRINCIPI**  
Vet Expert Toxoplasma Ab štrains tests ir imūnromatogrāfisks tests kvalitatīvi antivieliu pret *Toxoplasma gondii* noteikšanai kaku serumā, plazmā vai nesadalītās asinīs. Burti T un C uz testa plāksnītes virsmas apzīmē testēšanas līniju (T) un kontroles līniju (C). Kontroles līnija (C) tiek izmantota procedūras kontrolei un tai vienmēr jāparādās, ja tests tiek pilnās pabeigts un kontroles līnijas testa reagenti darbojas. Testēšanas līnija (T) parādās, ja paraugā ir mērķa antivēlis.  
Jūtīgums: 99,9%  
Precizitāte: 98,7%

**IEKĻAUTIE MATERIĀLI (5 TESTI/KOMPL.)**  
1) 5 Vet Expert Toxoplasma Ab testa plāksnītes  
2) 1 testa šķīdinātāja flakons  
3) 5 antikoagulantu stobriņi  
4) 5 vienreizlietojamās pipetes (10 µl)  
5) Lietošanas instrukcija

**PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**  
1) Paredzēts lietošanai tikai veterinārijā.  
2) Nepieskarieties saskārienas ar citiem virsmām.  
3) Testa plāksnīte ir jutīga pret mitrumu, kā arī karstumu. Veiciet testu vienas stundas laikā pēc maisinā atvēršanas.  
4) Testa sastāvdaļas ir tikai vienreizšas lietošanas.  
5) Nepieskarieties saskārienas ar daudziem sērjais numuriem.  
6) Neļietot sastāvdaļas ar dažādiem sērjais numuriem.  
7) Nelietot sastāvdaļas ar dažādiem sērjais numuriem.  
8) Nelietot sastāvdaļas ar dažādiem sērjais numuriem.  
9) Nelietot sastāvdaļas ar dažādiem sērjais numuriem.  
10) Atsārņojiet un iznīciniet visus paraugus un materiālus saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem.  
11) Uzskatiet testa rezultātus par nederīgiem pēc norādītā nolaišanās laika.

**TESTĻABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**  
Testa komplektu var turēt un uzglabāt temperatūrā no 2-30°C. Tests ir stabilis līdz derīguma termiņam. NĒSAMALDĒT. Sargāt no tiešiem saules stariem.

**PARAUGA NĒMŠĀNA UN SAGATAVOŠANA**  
Šim testam ir piemērots serums, plazma vai nesadalītās asinis. Tomēr visietilpīgākais paraugs ir serums. **[Serums]** Ņemt asinis parauga savākšanas stobriņā (BEZ antikoagulantiem), ļaut nostāvēties 30 minūtes, lai asinis sarēcētu, un pēc tam centrifūgt, lai iegūtu serumu. **[Plazma]** Ņemt asinis parauga savākšanas stobriņā (saturošā antikoagulantus) un pēc tam centrifūgt, lai iegūtu plazmu.

**[Pilna asinis]** Ņemt asinis antikoagulantu saturošā stobriņā (max. 1,5 ml). Ja asinis antikoagulantu stobriņā netiek uzreiz pārbaudītas, paraugs jāatdzesē 2-8°C temperatūrā un jāizlieto 24 stundu laikā. Seruma paraugi jāuzglabā 2-8°C temperatūrā. Ilgām uzglabāšanai sasaldējiet paraugus -20°C vai zemā temperatūrā. Paraugus, kas satur nogulsnes, var dot pretņūnētus testa rezultātus. Pirms pārbaudes tie jāpēcizt. Paraugus, kas satur nogulsnes, var dot pretņūnētus testa rezultātus. Pirms pārbaudes tie jāpēcizt. Paraugus, kas satur nogulsnes, var dot pretņūnētus testa rezultātus. Pirms pārbaudes tie jāpēcizt.

**TESTĀNĀŠANAS PROCEDŪRA (SKATĪTĪ IEPIEKŠĒS)**  
Pirms testa veikšanas visus reagentiem un paraugiem jābūt istabas temperatūrā (15-30°C).  
1) Izņemiet testu no folijas maisiņa un novietojiet to uz tīrās un sausas virsmas.  
2) Izņemiet vienreizlietojamu pipeti (iekļauta), pievienojiet parauga iedobē 1 pilieni (apmēram 10 µl), atzīmējiet uz pipetes sērjais/plazmas/nesadalītās asinis.  
3) Iepilniet parauga iedobē 3 pilienus testa šķīdinātāja.  
4) Paraugš plūds pa rezultātu logu. Ja tas neparādās pēc 1 minūtes, parauga iedobē pievienojiet vēl vienu pilieni testa šķīdinātāja. Nolaist rezultātu pēc 10 minūtēm.

**TESTA NOLAIŠĀNĀS (SKATĪTĪ IEPIEKŠĒS)**  
1) Negatīvs rezultāts – rezultāta logā parādās tikai kontroles līnija (C).  
2) Pozitīvs rezultāts – rezultāta logā parādās gan testēšanas (T), gan kontroles (C) līnijas – norāda uz mērķa antivēli klātbūtni. Pat izbalējis līnija norāda uz pozitīvu rezultātu.  
3) Neregulārs rezultāts – ja kontrolis līnija (C) neparādās, rezultāts var tikt uzskatīts par nederīgu. Paraugu jāpārbauda atkārtoti.

**TESTA IERĒBŪŠANĀS**  
Lai gan Vet Expert Toxoplasma Ab tests ir ļoti precīzs, retos gadījumos rezultāts var būt kļūdainis. Ja rezultāts ir apšaubāms, jāveic citi testi. Galīgā kliniskā diagnoze nedrīkst izbezties uz viena testa rezultātiem, bet to jāpāpāmato ar papildinātiem diagnostiskiem laboratoriskiem izmeklējumiem.

**DE GEBRAUCHSANWEISUNG**  
Der Vet Expert Toxoplasma Ab Test ist ein chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen *Toxoplasma gondii* in Serum, Plasma oder Vollblut von Katzen. Die Buchstaben T und C auf der Oberfläche der Platte zeigen die Testlinie (T) und die Kontrolllinie (C) an. Die Kontrolllinie (C) dient der Verfahrenkontrolle und sollte immer erscheinen, wenn das Testverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird und die Testreagenzien der Kontrolllinie korrekt arbeiten. Eine farbige Testlinie (T) erscheint, wenn Zielantikörper in der Probe vorhanden sind.  
Sensitivität: 99,9%  
Spezifität: 98,7%

**MITGELIEFERTER MATERIALIEN (5 TESTS PRO KIT)**  
1) 5 Vet Expert Toxoplasma Ab-Testplatten  
2) 1 Flasche mit Assay-Verdünnungsmittel  
3) 5 Antikoagulantenröhrchen  
4) 5 Einwegpipetten (10 µl)  
5) Gebrauchsanweisung

**WARNHINWEISE**  
1) Nur zur Verwendung in der Veterinärdiagnostik.  
2) Für beste Ergebnisse ist die strikte Einhaltung der Anweisungen erforderlich.  
3) Die Testplatte ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Hitze. Führen Sie den Test sofort nach dem Öffnen des Beutels durch.  
4) Die Testkomponenten sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.  
5) Berühren Sie nicht die Membran im Ergebnissenfenster.  
6) Verwenden Sie das Testkit nicht über das auf dem Verpackungsetikett angegebene Verfallsdatum hinaus.  
7) Verwenden Sie das Testkit nicht, wenn der Beutel beschädigt ist.  
8) Mischen Sie keine Komponenten verschiedener Chargenummern.  
9) Mischen Sie nicht Komponenten mit unterschiedlichen Seriennummern.  
10) Dekontaminieren und entsorgen Sie alle Proben und Materialien gemäß den nationalen und lokalen Vorschriften.  
11) Betrachten Sie die Testergebnisse nach der angegebenen Auslesezeit als ungültig.

**LAGERUNGSHINWEISE**  
Das Testkit kann bei 2-30°C gelagert werden. Der Test ist bis zum Erreichen des Verfallsdatums stabil. NICHT EINFRIEREN. Setzen Sie den Test nicht direktem Sonnenlicht aus.

**ART UND BESCHAFFENHEIT DES PROBLEMATERIALS**  
Serum, Plasma oder Vollblut sind für diesen Test geeignet. Serum ist jedoch die empfehlenswerteste Probe.

**[Serum]** Sammeln Sie das Vollblut in das Entnahmerröhrchen (welches KEINE Antikoagulanzen enthält), lassen Sie es 30 Minuten lang zur Blutgerinnung absetzen und zentrifugieren Sie es dann, um Serum zu erhalten.

**[Plasma]** Sammeln Sie das Vollblut in das Sammelröhrchen (mit Antikoagulantien) und zentrifugieren Sie es dann, um Plasma zu erhalten.

**[Whole blood]** Sammeln Sie das Vollblut in das Antikoagulantenröhrchen (max. Volumen 1,5 ml). Wenn antikoagulierte Vollblut nicht sofort getestet wird, sollte es bei 2-8°C gekühlt und innerhalb von 24 Stunden verwendet werden. Serumproben sollten bei 2-8°C gelagert werden. Für eine längere Lagerung die Proben bei -20°C oder darunter einfrieren. Verwenden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen. Proben, die Niederschlag enthalten, können zu inkonsistenten Testergebnissen führen. Sie müssen vor der Untersuchung geklärt werden. Hämolytierte oder kontaminierte Proben können zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

**TESTABLAUF (SIEHE OBEN)**  
Alle Reagenzien und Proben müssen vor Gebrauch Raumtemperatur (15-30°C) haben.  
1) Nehmen Sie den Test aus dem Folienebeutel und legen Sie ihn auf eine ebene und trockene Oberfläche.  
2) Geben Sie mit einer Einwegpipette (im Lieferumfang enthalten) 10 µl (auf der

